


HeatMask+

■ Le masque électrique chauffant HeatMask+ est l'appareil indispensable aux soins du visage : il permet à la fois de nettoyer la peau en profondeur et de favoriser la pénétration des principes actifs des produits cosmétiques ; il redonne ainsi vitalité et tonicité à tous types de peaux.

Le HeatMask+ est le seul masque chauffant 2 zones au monde : 1 petite zone pour le haut du visage et une grande zone pour le bas du visage, y compris le menton et le cou jusqu'aux épaules ; la grande zone a 2 réglages de température : 50% et 100% de la puissance.

■ The HeatMask+ electrical heating mask is the essential device for face cares: it is used as well to clean deeply the skin as to help penetration of cosmetics active principles ; it restores tonus and vitality to every type of skin.

The HeatMask+ is the alone 2 section heating mask in the world: 1 small section for upper part of face, 1 large section for lower part of face, including chin and neck down to shoulders; large section has 2 temperature settings: half and full power.



Le HeatMask+ agit simultanément dans 3 directions :

- il facilite l'élimination des toxines,
- il optimise les principes actifs des produits de soin,
- il active la micro-circulation périphérique.

• Principe physique

Le HeatMask+, masque chauffant 2 zones, émet des rayons IRL (Infra Rouges Longs) de longueurs d'onde comprises entre 7 et 14 µm ; puisque le corps humain émet des IRL de longueurs d'ondes comprises entre 6 et 20 µm, les IRL émis par le HeatMask+ sont dits « bio-compatibles » : aussi efficaces qu'inoffensifs pour réchauffer le corps humain.

• Principes physiologiques

- détoxification : l'effet « sauna » du masque chauffant HeatMask+ permet à la peau d'évacuer ses toxines : la peau est donc nettoyée en profondeur.
- pénétration : la chaleur provoque une dilatation des pores de la peau, ayant pour effet une augmentation de la perméabilité de la peau aux produits et crèmes de soin utilisés : la pénétration des produits s'en trouve renforcée.
- oxygénation : l'élévation de température cutanée provoque l'activation de la micro-circulation sanguine et donc une oxygénation des tissus : la peau respire alors davantage.

• Hygiène

Le HeatMask+, comme tous les appareils 3a beauté, bénéficie d'un traitement Bio-Prüf® : c'est un puissant traitement anti-fongique et anti-microbien intégré dans la masse de l'enveloppe extérieure du masque chauffant qui lui confère une qualité hospitalière. A l'inverse des traitements de surface courants dont l'action est limitée dans le temps, le traitement Bio-Prüf® agit pendant toute la durée de vie du masque chauffant en diffusant en permanence ses principes actifs ; pour mieux apprécier les effets du traitement Bio-Prüf®, se reporter à notre documentation Bio-Prüf®.

• Sécurité

Le HeatMask+ est équipé d'un protecteur thermique pour s'auto-protéger en cas de mauvaise utilisation (fonctionnement à vide, plié sur lui-même).

Le HeatMask+, soudé sous haute fréquence, est étanche : il peut être nettoyé simplement avec de l'eau et du savon (ne pas utiliser de désinfectant).

Caractéristiques techniques

- 2 zones :
 - petite zone pour haut du visage
 - grande zone pour bas du visage et cou
- température réglable sur grande zone
- traitement Bio-Prüf® : qualité hospitalière
- coloris : chocolat/caramel
- tension : 230V ou 115V

Normes : EN60335-1 & EN60335-2-17



The HeatMask+ simultaneously acts through 3 ways:


- it makes easier the elimination of toxins off the skin,
- it optimizes the active constituents of cosmetics,
- it activates blood micro-circulation.

• Physical principle

The HeatMask+ 2 section heating mask emits FIR (Far Infra Red) rays of which wave lengths are from 7µm to 14µm ; since human body emits from 6 to 20µm FIR rays, FIR rays emitted by the HeatMask+ heating mask are called bio-compatible: as efficient as harmless to warm human body.

• Physiological principles

- detoxification: the "sauna" effect of the HeatMask+ enables the skin to remove its toxins off the skin: the skin is deeply cleaned.
- penetration: the heat causes the dilatation of the pores, which results in improved skin permeability.
- oxygenation: the skin temperature rise causes the activation of blood micro-circulation, and therefore tissue oxygenation: the skin then breathes deeply.



• Hygiène

HeatMask+ heating mask is Bio-Prüf® treated: this is a powerful anti-microbial and anti-fungal agent which is integrated into the mass of the outside cover. Unlike current surface treatments, whose action is limited in time, Bio-Prüf® treatment acts throughout the life of the heating mask, distributing its active agents continuously. In order to know more about Bio-Prüf® treatment, please ask for our Bio-Prüf® brochure.

• Safety

The HeatMask+ is equipped with a heat protector to self-protect itself when it is used in a wrong way (use without any face inside, doubled up).

The HeatMask+, high frequency welded, is watertight: it can be cleaned simply with water and soap (do not use cleansing agents).

Technical data

- 2 sections:
 - small section for the upper part of face
 - large section for lower part of face, including chin and neck
- temperature setting in the large section
- Bio-Prüf® treatment: hospital care quality
- twin colour: chocolate/toffee
- voltage: 230V or 115V

Standards: EN60335-1 & EN60335-2-17

Distribué par / Distributed through

